

OCLUSORES

DUCTUS



El ocluser de conductos Amplatzer™ puede acomodar PDA grandes con un solo dispositivo, lo que puede ayudar a minimizar la complejidad del procedimiento.

- Una forma cónica que puede ayudar a adaptarse a los conductos cónicos.
- Una falda de retención para evitar la embolización.
- La funda de administración orientable Amulet permita la colocación óptima del ocluser.



DUCTUS

Model/Reorder Number	Tamaño de vaina mín. recomendado	Diámetro del dispositivo en la aorta descendente A	Diámetro del dispositivo en la arteria pulmonar B	Diámetro del faldón de retención C
9-PDA-003	5F; curva de 180°	5 mm	4 mm	9 mm
9-PDA-004	6F; curva de 180°	6 mm	4 mm	10 mm
9-PDA-005	6F; curva de 180°	8 mm	6 mm	12 mm
9-PDA-006	6F; curva de 180°	10 mm	8 mm	16 mm
9-PDA-007	7F; curva de 180°	12 mm	10 mm	18 mm
9-PDA-008	7F; curva de 180°	14 mm	12 mm	20 mm
9-PDA-009	7F; curva de 180°	16 mm	14 mm	22 mm

Model/Reorder Number	Longitud del dispositivo D
9-PDA-003	5 mm
9-PDA-004	7 mm
9-PDA-005	7 mm
9-PDA-006	8 mm
9-PDA-007	8 mm