


OCLUSORES

PFO



El cierre eficaz del PFO se facilita con el ocluser de PFO Amplatzer™ Talisman™. Para los pacientes que han experimentado un accidente cerebrovascular asociado con el FOP, los ensayos clínicos han demostrado que pueden beneficiarse del cierre del FOP.

- PREPARACION SIMPLIFICADA. El ocluser se entrega ensamblado al cable de suministro Talismán™.
- RECAPTURABLE Y REPOSICIONABLE. Los discos autoexpandibles se alinean con el PFO sin un paso de "bloqueo" adicional y se pueden ajustar para una colocación ideal.
- ENTREGA DE BAJO PERFIL. Las vainas de 8F y 9F permiten el tratamiento de pacientes con vasculaturas más pequeñas.



PFO

Model/Reorder Number	Tamaño de vaina	Curva de punta	Diámetro interior de la vaina	Diámetro exterior de la vaina
9-ATV06F45/60	6F	45°	2.11 mm (0.08 pulgadas)	2.79 mm (0.11 pulgadas)
9-ATV07F45/60	7F	45°	2.44 mm (0.10 pulgadas)	3.18 mm (0.13 pulgadas)
9-ATV07F45/80	7F	45°	2.44 mm (0.10 pulgadas)	3.18 mm (0.13 pulgadas)
9-ATV08F45/60	8F	45°	2.69 mm (0.11 pulgadas)	3.45 mm (0.14 pulgadas)
9-ATV08F45/80	8F	45°	2.69 mm (0.11 pulgadas)	3.45 mm (0.14 pulgadas)
9-ATV09F45/80	9F	45°	3.00 mm (0.12 pulgadas)	3.81 mm (0.15 pulgadas)
9-ATV10F45/80	10F	45°	3.30 mm (0.13 pulgadas)	4.14 mm (0.16 pulgadas)
9-ATV12F45/80	12F	45°	3.99 mm (0.16 pulgadas)	4.80 mm (0.19 pulgadas)
9-ATV13F45/80	13F	45°	4.32 mm (0.17 pulgadas)	5.13 mm (0.20 pulgadas)

Model/Reorder Number	Longitud útil	Longitud del cable de liberación
9-ATV06F45/60	60 cm	110 cm
9-ATV07F45/60	60 cm	110 cm
9-ATV07F45/80	80 cm	120 cm
9-ATV08F45/60	60 cm	110 cm
9-ATV08F45/80	80 cm	120 cm
9-ATV09F45/80	80 cm	120 cm
9-ATV10F45/80	80 cm	120 cm
9-ATV12F45/80	80 cm	120 cm
9-ATV13F45/80	80 cm	120 cm